




SET DE INSTRUMENTAL LCP/DCP 4.5/5.0/7.3 MM


PARA GRANDES FRAGMENTOS CANULADO





www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL LCP-DCP 4.5/5.0/7.3 MM PARA GRANDES FRAGMENTOS CANULADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Desarmador con Torque 5.0 mm 4.0 N
1	Pinza Tipo Campo c/ Cremallera Grd
1	Pinza Cortadora de Alambre Hasta 3.0 mm
1	Pinza Lane con Cremallera 33 cm
2	Broca 4.0 mm Larga
1	Broca 5.0 mm Larga
2	Guía LCP 5.0 p/ Broca 4.0 mm
1	Guía LCP 7.3 p/ Broca 5.0 mm
1	Guía LCP 7.3 p/Alambre Guía 2.0mm
2	Alambre Guía 2.0 mm
1	Desarmador Canulado 4.5/6.5 mm
1	Medidor p/Alambre Guía 2.0 y 2.5 mm
1	Separador Hoffman 16 mm
1	Separador Hoffman 45 mm
1	Desarmador Hexagonal 4.5/6.5 mm con Sujetador
1	Pinza de Lowman 20 cm



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Machuelo LCP Ø 7.3 mm Canulado en T
1	Machuelo 6.5 mm c/Mango en T
1	Machuelo LCP 5.0 mm Esponjoso c/Mango en T
1	Machuelo LCP 5.0 mm c/Mango en T
1	Machuelo 4.5 mm c/ Mango en T
1	Elevador de Periostio Recto 15 mm GF
1	Elevador de Periostio Curvo 8 mm GF
1	Pinza de Reducción Multidentada Grd
1	Sacabocados 4.5/6.5 mm
1	Avellanador 4.5/6.5 mm Ø 8.0 mm
1	Extractor de Tornillo Barrido 4.5/6.5 mm
1	Medidor de Profundidad Grande 90 mm
1	Triscadores Grandes Fragmentos (Par)
2	Broca 3.2 mm
2	Broca 4.5 mm
1	Guía de Broca 3.2/4.5 mm
1	Guía de Broca 4.5/6.5 mm
1	Guía de Broca Neutra/ Excéntrica 3.2/3.2 mm
2	Pinza Verbrugge Grandes Fragmentos
1	Caja p/Esterilizar LCP 5.0 mm






Desarmador con
Torque 5.0 mm 4.0N



Pinza Tipo Campo c/Cremallera Grd



Pinza Cortadora de Alambre
Hasta 3.0 mm



Pinza Lane con Cremallera 33 cm



Broca 4.0 mm Larga



Broca 5.0 mm Larga




Guía LCP 5.0 p/ Broca 4.0 mm



Guía LCP 7.3 p/ Broca 5.0 mm



Guía LCP 7.3 p/ Alambre Guía 2.0 mm



Alambre Guía 2.0 mm



Desarmador Canulado 4.5/6.5 mm



Medidor p/Alambre Guía 2.0 y 2.5 mm



Separador Hoffman 16 mm



Separador Hoffman 45 mm



1 Desarmador Hexagonal
4.5/6.5 mm con Sujetador



Pinza Lowman 20 cm



Machuelo LCP Ø 7.3 mm
Canulado en T



Machuelo 6.5 mm
c/Mango en T



Machuelo LCP 5.0 mm
Esponjoso c/Mango en T



Machuelo LCP 5.0 mm
c/Mango en T



**Machuelo 4.5 mm c/
Mango en T**



**Elevador de Periostio
Recto 15 mm GF**



**Elevador de Periostio
Curvo 8 mm GF**




**Pinza de Reducción
Multidentada Grd**



Sacabocados 4.5/6.5 mm



Avellanador 4.5/6.5 mm Ø 8.0 mm



Extractor de Tornillo
Barrido 4.5/6.5 mm



Medidor de Profundidad
Grande 90 mm



Triscadores Grandes
Fragmentos (Par)




Broca 3.2 mm



Broca 4.5 mm



Guía para Broca 3.2/4.5 mm



Guía de Broca 4.5/6.5 mm



**Guía de Broca Neutra/
Excéntrica 3.2/3.2 mm**



Pinza Verbrugge
Grandes Fragmentos



Caja p/Esterilizar LCP 5.0 mm



777 309 39 01
777 171 55 52
www.travmamedical.com