



SET DE INSTRUMENTAL



LCP PARA MANO Y PIE



www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL LCP PARA MANO Y PIE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Guía de Broca 1.6/1.9 mm MYP
1	Medidor de Profundidad 30 mm MYP
2	Guía LCP 2.0 p/Broca 1.6 mm MYP
2	Guía LCP 2.4 p/Broca 1.9 mm MYP
1	Rima Ø 2.0 mm E-Quick MYP
2	Broca 1.6x20x78 mm c/Tope Ø 2.3 mm MYP
2	Broca 1.9x57x82 mm c/Tope Ø 2.3 mm MYP
2	Punta p/Desarmador Cuadrado 2.0 Sw 1.2 mm MYP
2	Punta p/Desarmador Cuadrado 2.4 Sw 1.5 mm MYP
1	Maneral de Anclaje Rápido MYP
1	Caja p/Esterilizar Set Mano y Pie





Guía de Broca 1.6/1.9 mm MYP



Medidor de Profundidad 30 mm MYP



**Guía LCP 2.0 p/
Broca 1.6 mm MYP**



**Guía LCP 2.4 p/
Broca 1.9 mm MYP**



Rima Ø 2.0 mm E-Quick MYP



**Broca 1.6x20x78 mm c/
Tope Ø 2.3 mm MYP**



Broca 1.9x57x82 mm
c/Tope Ø 2.3 mm MYP




Punta p/Desarmador
Cuadrado 2.0 Sw 1.2 mm MYP



Punta p/Desarmador
Cuadrado 2.4 Sw 1.5 mm MYP



Maneral de Anclaje Rápido MYP



Caja p/Esterilizar
Set Mano y Pie



777 309 39 01
777 171 55 52
www.travmamedical.com