




SET DE INSTRUMENTAL




PARA PLACA DHS-DCS



www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL PARA PLACAS DHS-DCS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Punta Intercambiable DHS/DCS Grande
1	Punta Intercambiable DHS/DCS Chica
1	Machuelo 4.5 mm c/Mango en T
1	Machuelo 6.5 mm c/Mango en T
1	Medidor p/Alambre Guía 2.0 y 2.5 mm
1	Separador Hoffman 16 mm
1	Separador Hoffman 50 mm
1	Rima Doble para DHS
1	Rima Doble para DCS
1	Martillo con Mango Silicon Med
1	Desarmador Hex 4.5/6.5 mm con Sujetador
1	Machuelo Canulado p/ Deslizante 12 mm E-Quick
1	Desarmador p/Deslizante c/ Centralizador (Morado)
1	Maneral en "T" E-Quick DHS/ DCS
1	Guía Fija para DCS
1	Guía Fija para DHS
2	Broca 3.2 mm
2	Broca 4.5 mm
1	Guía de Broca Neutra/Excéntrica 3.2/3.2mm
1	Guía de Broca 4.5/6.5 mm
1	Guía de Broca 3.2/4.5 mm
3	Alambre Guía 2.0x225 mm
1	Desarmador Canulado p/Deslizante c/ Centralizador (Amarillo)
1	Impactador Chico para DHS/ DCS Intercambiable
1	Medidor de Profundidad Grande 100 mm
1	Impactador Grande para DHS/ DCS Intercambiable
1	Caja p/Esterilizar DHS/ DCS Reforzada





Punta Intercambiable
DHS/DCS Grande



Punta Intercambiable
DHS/DCS Chica



Machuelo 4.5 mm c/Mango en T



Machuelo 6.5 mm c/Mango en T



Medidor p/Alambre
Guía 2.0 y 2.5 mm



Separador Hoffman 16 mm



Separador Hoffman 50mm



Rima Doble para DHS



Rima Doble para DCS



Martillo con Mango
Silicon Med



Desarmador Hex
4.5/6.5 mm con Sujetador



Machuelo Canulado p/
Deslizante 12 mm E-Quick



Desarmador p/Deslizante
c/ Centralizador (Morado)



Maneral en "T" E-Quick DHS/ DCS



Guía Fija para DCS



Guía Fija para DHS



Broca 3.2 mm



Broca 4.5 mm




Guía de Broca Neutra/
Excéntrica 3.2/3.2mm




Guía de Broca 4.5/6.5 mm



Guía de Broca 3.2/4.5 mm



Alambre Guía 2.0x225 mm



**Desarmador Canulado p/Deslizante
c/ Centralizador (Amarillo)**



**Impactador Chico para
DHS/ DCS Intercambiable**



**Medidor de Profundidad
Grande 100 mm**



**Impactador Grande para
DHS/ DCS Intercambiable**



**Caja p/Esterilizar
DHS/ DCS Reforzada**



777 309 39 01

777 171 55 52

www.travmamedical.com