



SET DE INSTRUMENTAL



PARA PLACA EN 8



www.travmamedical.com


SET DE INSTRUMENTAL PARA PLACA EN 8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Medidor p/Alambre Guía 1.1 y 1.6 mm
1	Limpiador para Dispositivos Canulados 4.5 mm
4	Alambre Guía 1.5x150 mm
1	Broca Canulada 3.2 mm c/Tope p/Tornillo 4.5 mm
1	Desarmador Canulado 4.5/6.5 mm Sw 3.5 mm
1	Machuelo Canulado 4.5 mm
1	Desarmador Hex 4.5/6.5 mm con Sujetador
1	Avellanador Canulado p/4.5 mm Ø 8.0 mm
1	Llave Allen 2.5 mm para Tope de Broca
1	Camisa Interna p/Alambre Guía 1.5 mm
1	Guía de Broca 3.2 mm
1	Caja p/Esterilizar Set Placa en 8






Medidor p/Alambre Guía 1.1 y 1.6 mm



**Limpiador para Dispositivos
Canulados 4.5 mm**




Alambre Guía 1.5x150 mm



**Broca Canulada 3.2 mm
c/ Tope p/ Tornillo 4.5 mm**



**Desarmador Canulado
4.5/6.5 mm Sw 3.5 mm**



Machuelo Canulado 4.5 mm



Desarmador Hex
4.5/6.5 mm con Sujetador



Avellanador Canulado
p/4.5 mm Ø 8.0 mm



Llave Allen 2.5 mm
para Tope de Broca



Camisa Interna p/
Alambre Guía 1.5 mm



Guía de Broca 3.2 mm



Caja p/Esterilizar
Set Placa en 8



777 309 39 01
777 171 55 52
www.travmamedical.com