




EQUIPO DE CLAVO


DE RECONSTRUCCIÓN DE FÉMUR






www.travmamedical.com

EQUIPO DE CLAVO DE RECONSTRUCCIÓN DE FÉMUR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Punzón Iniciador Canulado Recto
1	Tornillo p/Extracción de CCM p/Chaquetera
1	Maneral en T E-Quick p/Rima Flexible
1	Dispositivo en "E" p/Bloqueo Distal
1	Llave Tipo Allen 3.0 mm
1	Llave Tipo Allen 5.0 mm
1	Broca 6.4 mm Larga c/Tope E-Quick
1	Medidor Guía p/Alambre Guía 2.5 mm
1	Medidor de Profundidad 120 mm p/CCM
3	Steinman de 2.5x320 mm
3	Alambre Guía 2.5x320 mm
1	Arco p/CCM Reconstrucción
1	Tornillo Canulado Sujetador de CCM
1	Protector de Tejidos Semitubular
2	Camisa Externa Larga
1	Desarmador Hexagonal c/Sujetador de Perno 6.4 mm
1	Camisa Externa Chica
1	Punta Hex Esférica p/Tapón d/Cierre y Tornillo Sujetador CCM
1	Desarmador en "T" p/Tornillo Sujetador de CCM
1	Broca 4.3x300 mm c/Tope
1	Broca 4.3x300 mm



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Estabilizador en "T" con Muesca
1	Marcador de Piel Largo
1	Broca 5.2 mm con Maneral en T
1	Marcador de Piel Corto
1	Punta Hex p/Tornillo de Sujeción
1	Camisa Interna p/6.4 mm
1	Camisa Interna p/2.5 mm
2	Camisa Interna p/4.3 mm
1	Camisa Interna p/5.2 mm
1	Desarmador en T p/CCM Reconstrucción
1	Broca 5.2 mm Larga
1	Vástago de Rima Flexible 8.0 mm
2	Tornillo de Sujeción Largo
1	Rima Canulada 12 mm c/Tope p/1er Tercio Prox del CCM
1	Maneral en T p/Reducción CCM Tibia/Fémur
1	Regleta p/Bloqueo Distal de Clavos Largos
1	Regleta para Bloqueo Proximal
1	Maneral en T/Pistola p/Guía Sin Oliva
1	Dispositivo Satelital p/ Bloqueo Distal
2	Tornillo de Sujeción Corto
1	Chaquetera con 1 Tuerca
1	Regleta para Bloqueo Distal de Clavos Cortos
1	Caja Modular para Puntas de Rima
10	Puntas de Rima (8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 y 13.0 mm)
1	Guía con Oliva
1	Guía p/Clavo Tibia/Fémur
1	Caja p/Esterilizar CCM Reconstrucción






Punzón Iniciador Canulado Recto



Tornillo p/Extracción de CCM
p/Chaquetera



Maneral en T E-Quick p/
Rima Flexible



Dispositivo en "E"
p/Bloqueo Distal



Llave Tipo Allen 3.0 mm



Llave Tipo Allen 5.0 mm




Broca 6.4 mm Larga c/
Tope E-Quick




Medidor Guía p/
Alambre Guía 2.5 mm



Medidor de Profundidad
120 mm p/CCM



Steinman de 2.5x320 mm



Alambre Guía 2.5x320 mm



Arco p/CCM Reconstrucción



Tornillo Canulado Sujetador de CCM



Protector de Tejidos
Semitubular



Camisa Externa Larga



**Desarmador Hexagonal c/
Sujetador de Perno 6.4 mm**



Camisa Externa Chica



**Punta Hex Esférica p/Tapón d/
Cierre y Tornillo Sujetador CCM**



**Desarmador en "T" p/Tornillo
Sujetador de CCM**



Broca 4.3x300 mm c/Tope



Broca 4.3x300 mm



**Estabilizador en
"T" con Muesca**



Marcador de Piel Largo



Broca 5.2 mm con Maneral en T



Marcador de Piel Corto



**Punta Hex p/
Tornillo de Sujeción**



Camisa Interna p/ 6.4 mm



Camisa Interna p/ 2.5 mm



Camisa Interna p/ 4.3 mm



Camisa Interna p/ 5.2 mm



Desarmador en T p/
CCM Reconstrucción



Broca 5.2 mm Larga



Vástago de Rima Flexible 8.0 mm



Tornillo de Sujeción Largo



Rima Canulada 12 mm c/Tope
p/1er Tercio Prox del CCM



Maneral en T p/Reducción CCM
Tibia/Fémur



Regleta p/Bloqueo Distal
de Clavos Largos



Regleta para Bloqueo
Proximal



Maneral en T/Pistola p/
Guía Sin Oliva



Dispositivo Satelital p/
Bloqueo Distal



Tornillo de Sujeción Corto



Chaquetera con 1 Tuerca




Regleta para Bloqueo Distal
de Clavos Cortos



Caja Modular para Puntas de Rima



**Puntas de Rima (8.5 / 9.0 / 9.5 /
10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm)**



Guía con Oliva



Guía p/Clavo Tibia/Fémur



Caja p/Esterilizar
CCM Reconstrucción



777 309 39 01

777 171 55 52

www.travmamedical.com