



SET DE INSTRUMENTAL


PARA TORNILLO CANULADO 4.0MM




www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL PARA TORNILLO CANULADO 4.0MM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4	Alambres Guía 1.1 mm
1	Avellanador Canulado
1	Broca Canulada 2.7 mm p/Tornillo 4.0 con Tope
1	Caja para Esterilizar Instrumental 4.0 Canulado
1	Camisa Externa para Broca 2.7 mm
1	Camisa Interior para Alambre Guía 1.1 mm
1	Desarmador Canulado 4.0 mm
1	Desarmador Sólido para Tornillo 3.5/ 4.0 c/Sujetador
1	Limpiador para Dispositivos Canulados
1	Llave Allen para Tope de Broca
1	Machuelo Canulado para Tornillo 4.0 mm
1	Medidor Guía p/Alambre Guía 1.1 y 1.6 mm






Alambre Guía 1.1 mm



Avellanador Canulado



Broca Canualda 2.7 mm p / Tornillo
4.0 con Tope



Caja para Esterilizar Instrumental
4.0 Canulado



Camisa Externa para Broca 2.7 mm




Camisa Interior para
Alambre Guía 1.1 mm



Desarmador Canulado 4.0 mm



Desarmador Sólido para
Tornillo 3.5/4.0 c/ sujetador



Limpiador de Broca Canulada



Llave Allen para Tope de Broca



Machuelo Canulado
para Tornillo 4.0 mm



Medidor Guía p/Alambre
Guía 2.0 y 2.5



777 309 39 01

777 171 55 52

www.travmamedical.com