




SET DE INSTRUMENTAL


PARA MAXILOFACIAL 1.5/2.0MM





www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL PARA MAXILOFACIAL 1.5/2.0MM

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
3	Brocas 1.1 mm
3	Brocas 1.5 mm
3	Brocas 2.0 mm
1	Elevador de Periostio Recto y Curvo 3 mm
1	Elevador de Periostio Recto y Curvo 5 mm
1	Gancho Disector de Nervio
1	Guía de Broca 1.1/1.5 mm
1	Guía de Broca 1.5/2.0 mm
1	Guía de Broca 2.0/2.7 mm
1	Machuelo E-Quick 1.5 mm
1	Machuelo E-Quick 2.0 mm
1	Machuelo E-Quick 2.7 mm
1	Mango con Acople Rápido



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Punta Hexagonal c/Sujetador de Tornillo
1	Mango en T E -Quick
1	Mini Medidor de Profundidad 50 mm
1	Mini Pinza Multidentada
1	Mini Separador Hoffman 6 mm
1	Mini Separador Hoffman 8 mm
1	Mini Separador Hoffman 12 mm
1	Par de Mini Separadores de Garra
1	Par de Mini Triscadores
1	Pinza Cortadora de Alambre 3.0 mm
1	Pinza Dobladora de Placas
1	Pinza Mini Tipo Campo
1	Pinza Mini Tipo Fuerte
1	Pinza Sujetadora de Placas
1	Plaquera para 1.5 mm
1	Plaquera para 2.0 mm
1	Plaquera para 2.7 mm
1	Punta de Avellanador E-Quick
1	Mango Negro para Puntas
1	Punta de Desarmador 1.5 mm
1	Punta de Desarmador 2.0 mm
1	Punta de Desarmador 2.7 mm
1	Caja para Esterilizar





Broca 1.1 mm



Broca 1.5 mm



Broca 2.0 mm



**Elevador de Periostio Recto
y Curvo 3 mm**



**Elevador de Periostio Recto
y Curvo 5 mm**



Gancho Disector de Nervio



Guía de Broca 1.1/1.5 mm



Guía de Broca 1.5/2.0 mm



Guía de Broca 2.0/2.7 mm



Machuelo E-Quick 1.5 mm



Machuelo E-Quick 2.0 mm



Machuelo E-Quick 2.7 mm



Mango con Acople
Rápido



Punta Hexagonal
c/Sujetador de Tornillo



Mango en T E-Quick



Mini Medidor de
Profundidad 50 mm



Mini Pinza Multidentada



Mini Separador Hoffman 6 mm



Mini Separador Hoffman 8 mm



Mini Separador Hoffman 15 mm



Par de Mini Separadores
de Garra



Par de Mini Triscadores




Pinza Cortadora de Alambre 3.0 mm



Pinza Dobladora de Placas



Pinza Mini Tipo Campo




Pinza Mini Tipo Fuerte




Pinza Sujetadora de Placas




Pinza Sujetadora de Tornillos



Plaquera para 1.5 mm



Plaquera para 2.0 mm



Plaquera para 2.7 mm



**Punta de Avellanador
E-Quick**



**Mango Negro
para Puntas**



Punta de Desarmador 1.5 mm



Punta de Desarmador 2.0 mm



Caja para Esterilizar



Punta de Desarmador 2.7 mm



777 309 39 01

777 171 55 52

www.travmamedical.com