



SET DE INSTRUMENTAL



LCP PARA MANO Y PIE



www.travmamedical.com

SET DE INSTRUMENTAL LCP PARA MANO Y PIE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
2	Brocas 1.6x20x58 mm
2	Brocas 1.9x57x82 mm
1	Guía de Broca 1.6/1.9 mm
2	Guías LCP 1.6x30 mm
2	Guías LCP 1.9x30 mm
1	Broca de Anclaje Rápido 2.0 mm
2	Desarmadores Cuadrangulares sw 1.2
2	Desarmadores Cuadrangulares sw 1.5
1	Mango de Anclaje Rápido
1	Mini Medidor de Profundidad 30 mm
1	Caja para Instrumental





Broca 1.6x20x58 mm



Broca 1.9x57x82 mm



Guía de Broca 1.6/1.9 mm



Guía LCP 1.6x 30 mm



Guía LCP 1.9x 30 mm



Broca de Anclaje Rápido 2.0 mm



Desarmador Cuadrangular
sw 1.2



Desarmador Cuadrangular
sw 1.5



Mango de Anclaje Rápido



Mini Medidor de Profundidad 30 mm



Caja para Instrumental



777 309 39 01
777 171 55 52
www.travmamedical.com