



SET DE INSTRUMENTAL


PARA PLACA EN 8



www.travmamedical.com


SET DE INSTRUMENTAL PARA PLACA EN 8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Medidor Guía para Canulado 4.5 mm
3	Alambres Guía 1.1
1	Avellanador Canulado
1	Broca Canulada 3.2 mm con Tope
1	Guía de Broca con Camisa p/4.5 mm
1	Desarmador Canulado para Tornillo 4.5 mm
1	Desarmador Sólido para Tornillo 4.5 mm con Sujetador
1	Limpiador para Dispositivos Canulados
1	Llave Allen para Tope de Broca
1	Machuelo Canulado para Tornillo 4.5 mm
1	Caja para Esterilizar





Medidor guía para Canulado 4.5 mm



Alambre Guía 1.1 mm



Avellanador Canulado



Broca Canulada 3.2 mm con Tope




Guía de Broca con Camisa p/4.5 mm



**Desarmador Canulado para
Tornillo 4.5 mm**



Desarmador Sólido para
Tornillo 4.5 mm



Limpiador para Dispositivos
Canulados



Llave Allen para Tope de Broca



Machuelo Canulado para
Tornillo 4.5 mm



Caja para Esterilizar



777 309 39 01
777 171 55 52

www.travmamedical.com