



EQUIPO DE CLAVO



RETROGRADO PARA FÉMUR



www.travmamedical.com

EQUIPO DE CLAVO RETROGRADO PARA FÉMUR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	Arco para Clavo Centromedular
2	Tornillos Sólidos de Sujeción
2	Tornillos Canulados Sujetadores de Clavo
1	Marcador de Piel Recto Largo
1	Marcador de Piel Recto Corto
1	Llave Allen Chica
1	Llave Allen Grande
1	Regleta de Bloqueo Distal
1	Marcador de Piel en L
1	Mango Poliaxial p/Retirar CCM
1	Machuelo 6.5/7.3mm c/Mango en T
2	Camisas Externas Chicas
1	Desarmador para Deslizante Completo
2	Camisas Externas Grandes
1	Rima en T para 1er Tercio Distal del Clavo
1	Chaquetera con 2 Tuercas
1	Guía Simple
1	Punzón Iniciador
1	Camisa Interna 2.5
1	Camisa Interna 4.5
1	Camisa Interna 6.5
1	Llave Inglesa
1	Broca 4.5 c/Tope Larga
1	Broca 4.5 Larga
1	Desarmador en T Hexagonal
1	Extractor en T de Tornillo Tipo Orthofix
1	Medidor de Profundidad con Protector
2	Steinman 2.5
2	Alambres Guía 2.5
1	Broca 6.5 Graduada c/Tope Larga
5	Rimas Rígidas 9, 10, 11, 12 y 13 mm
1	Maneral en T E-Quick
1	Charola para Clavos
1	Caja para Esterilizar





Arco para Clavo
Centromedular



Tornillo Sólido de Sujeción



Tornillo Canulado
Sujetador de Clavo



Marcador de Piel Recto Largo



Marcador de Piel Recto Corto



Llave Allen Chica



Llave Allen Grande



Regleta de Bloqueo Distal



Marcador de Piel en L



Mango Poliaxial para Retirar CCM



Machuelo 6.5/7.3 mm con Mango en T



Camisa Externa Chica



Desarmador para Deslizante Completo



Camisa Externa Grande



Rima en T para Primer Tercio Distal del Clavo



Chaquetera con 2 Tuercas



Guía Simple



Punzón Iniciador



Camisa Interna 2.5 mm



Camisa Interna 4.5 mm



Camisa Interna 6.5 mm



LLave Inglesa



**Broca Larga 4.5 mm
con Tope**



Broca Larga 4.5 mm



Desarmador en T Hexagonal



**Extractor en T de Tornillo
Tipo Orthofix**



**Medidor de Profundidad
con Protector**



Steinman 2.5 mm



Alambre Guía 2.5 mm




**Broca Larga 6.5 Graduada
c/Tope**



Rimas Rígidas 10/ 11/ 12/ 13 mm



Maneral en T E-Quick



Charola para Clavos



Caja para Esterilizar



777 309 39 01

777 171 55 52

www.travmamedical.com